

### Línea Oftálmica

## AUROSOL FORTE®

Solución oftálmica hipromelosa 0.7%

### Descripción

**Dispositivo médico:** Tipo III.

**Vía administración:** Oftálmica.

**Indicaciones:** Se emplea como lubricante ocular, útil para la xeroftalmía (síndrome de ojo seco), irritación conjuntival crónica, irritación conjuntival no específica del ojo, en procedimientos de gonioscopia y queratoconjuntivitis.

**Composición:** Hipromelosa, bórax (tetraborato sódico), cloruro de sodio, cloruro de potasio, EDTA disódico, ácido bórico, cloruro de benzalconio, agua purificada.



### Presentación

**Presentación:** Frasco-gotario de polietileno de baja densidad (PEBD) con 10mL de producto, el frasco está etiquetado y con tapa de polietileno de alta densidad (PEAD).

**Período de eficacia y almacenamiento:** 24 meses. Almacenar a no más de 30°C, protegido de la luz.

**Estabilidad en uso:** No más de 30 días una vez abierto.

**Fabricado en:** AUROLAB.

**Certificaciones:** ISO 13485:2016.

### Logística

**Código de barras EAN13:** 7804657990805.

**Código de barras DUN14:** 17804657990802.

**Dimensión estuche:** 7.0x3.0x2.8 cm.

**Unidades por empaque:** 363.